




## Que recommandez-vous à vos patients qui n'utilisent pas le fil dentaire régulièrement?

La gestion du biofilm interdentaire joue un rôle important dans la prévention de la maladie des gencives et des caries interproximales. Les **brossettes Proxabrush<sup>MD</sup> Go-Betweens<sup>MD</sup> G·U·M<sup>MD</sup>** représentent la façon la plus simple d'encourager vos patients réfractaires à l'utilisation de fil dentaire, à se conformer à vos recommandations de prévention.



Le col pliable aide à atteindre les dents postérieures

- Les soies de forme triangulaire délogent jusqu'à 25% plus de biofilm que les soies rondes conventionnelles<sup>1</sup>
- L'agent antibactérien unique qui recouvre les soies prévient la prolifération bactérienne entre les utilisations<sup>2</sup>
- La tige recouverte de nylon prévient la sensibilité galvanique
- Offertes en 6 tailles avec code couleur pour faciliter leur identification



Maintenant, la marque de produits interdentaires la plus recommandée au Canada est offerte en boîtes et en vrac.  
(Nous vendons encore les boîtes de 36 brossettes Proxabrush<sup>MD</sup> Go-Betweens<sup>MD</sup> emballées individuellement.)

1312BD	●	Micro petit (taille de la brosse : 0,6 mm) En vrac (50)
1314BC	●	Très Petit (taille de la brosse : 0,8 mm) En vrac (50)
1414BD	●	Petit (taille de la brosse : 1,1 mm) En vrac (50)
1514BC	●	Moyen (taille de la brosse : 1,3 mm) En vrac (50)
1614BD	●	Large (taille de la brosse 1,6 mm) En vrac (50)
1618BD	●	Extra large (taille de la brosse : 2,0 mm) En vrac (50)

### Commandez dès aujourd'hui!

Communiquez avec notre service à la clientèle au **1-800-265-7203** ou par courriel : [can.customerrelations@ca.sunstar.com](mailto:can.customerrelations@ca.sunstar.com).

Pour plus de renseignements, visitez-nous au [www.GUMbrand.ca](http://www.GUMbrand.ca)

1. Données sous archive

2 Les soies sont enduites d'un agent antibactérien breveté qui les protège pendant toute la durée de service recommandée de la brosse. La croissance des bactéries qui pourraient affecter les soies est inhibée. L'agent sur les soies ne protège pas contre les maladies. Comme toujours, rincer la brossette après chaque usage.

SUNSTAR





# Nouvelle boîte distributrice de brosettes Proxabrush<sup>MD</sup> Go-Betweens<sup>MD</sup> GUM<sup>MD</sup>

**Mettez-en un dans chacune de vos salles!**



## Contenu :

Micro petit	50
Ultra petit	50
Petit	50
Moyen	50
Large	50
Extra Large	25

IDBBBK6

**Boîte rechargeable robuste et laminée (29 cm x 11 cm x 7 cm)**

## Avantages

- Offre toutes les tailles (de 0,6 à 2,0 mm) pour répondre aux besoins particuliers de chaque patient
- Format pratique et compacte pour une distribution rapide et facile
- Boîtier de rangement réutilisable qui aide à garder la salle opératoire bien organisée
- Rechargez la boîte avec nos sacs de brosettes en vrac (50 unités) et économisez

**Commandez dès aujourd'hui!**

Communiquez avec notre service à la clientèle au **1-800-265-7203**

ou par courriel : [can.customerrelations@ca.sunstar.com](mailto:can.customerrelations@ca.sunstar.com).

Pour plus de renseignements, visitez-nous au [www.GUMbrand.ca](http://www.GUMbrand.ca)

**SUNSTAR**

