


PROXABRUSH^{MD} GO-BETWEENS^{MD} NETTOYEURS

Brossette interdentaire facile à utiliser peu importe où on se trouve. Encourage l'observance des patients et aide à déloger le biofilm des surfaces interproximales.



• Les soies triangulaires délogent jusqu'à 25% plus de biofilm¹



• Tête de brosse pliable

• Tige enduite de nylon pour prévenir la sensibilité galvanique

• Enduit antibactérien²

• Manche flexible et capuchon pratique

- Patients qui utilisent peu ou pas le fil dentaire
- Délèvement des débris alimentaires et du biofilm
- Aide les patients dans la prévention et la gestion de la gingivite à tout moment de la journée
- Patients soucieux de la sensibilité galvanique
- Aide à optimiser le nettoyage interdentaire en tout temps chez les patients souffrant de parodontite
- Patients avec appareils d'orthodontie, ponts, implants ou appareils fixes

PROXABRUSH^{MD} GO-BETWEENS^{MD} NETTOYEURS EN VRAC

IDBBK6

Contenu :
50 Micro petit
50 Ultra petit
50 Petit
50 Moyen
50 Large
25 Extra Large
Total de 275 brosselettes




- Offre toutes les tailles (de 0,6 à 2,0mm) pour répondre aux besoins particuliers de chaque patient
- Format pratique et compacte pour une distribution rapide et facile
- Boîtier de rangement réutilisable qui aide à garder la salle opératoire bien organisée
- Rechargez la boîte avec nos sacs de brosselettes en vrac (50 unités) et économisez

- Patients qui utilisent peu ou pas le fil dentaire
- Délèvement des débris alimentaires et du biofilm
- Aide les patients dans la prévention et la gestion de la gingivite à tout moment de la journée
- Patients soucieux de la sensibilité galvanique
- Aide à optimiser le nettoyage interdentaire en tout temps chez les patients souffrant de parodontite
- Patients avec appareils d'orthodontie, ponts, implants ou appareils fixes

PROXABRUSH^{MD} GO-BETWEENS^{MD} NETTOYEURS ANGULAIRES

Conception angulaire pour accéder efficacement aux dents postérieures. Comprend un boîtier de voyage pratique pour une utilisation constante.



• Les soies triangulaires délogent jusqu'à 25% plus de biofilm¹



• Angulée pour un accès efficace aux dents postérieures

• Tige enduite de nylon pour prévenir la sensibilité galvanique


• Enduit antibactérien²

• Boîtier de voyage pratique

- Aide les patients dans la prévention et la gestion de la gingivite à tout moment de la journée
- Patients qui utilisent peu ou pas le fil dentaire
- Aide à optimiser le nettoyage interdentaire en tout temps chez les patients souffrant de parodontite
- Patients soucieux de la sensibilité galvanique
- Patients avec appareils d'orthodontie, ponts, implants ou appareils fixes

MANCHE PROXABRUSH^{MD} ORIGINAL

Manche pour utilisation à la maison. Chaque bout est muni d'un mécanisme qui verrouille la recharge en place.



• Système de verrouillage sécuritaire



• Les soies triangulaires délogent jusqu'à 25% plus de biofilm¹

• Chaque bout s'adapte à des tailles de recharges différentes

• Différents formats pour différents besoins

• Enduit antibactérien²

• Tige enduite de nylon pour prévenir la sensibilité galvanique

- Patients qui ont besoin d'une plus grande portée pour accéder à leurs dents postérieures
- Patients à la dextérité réduite ou qui ne peuvent utiliser le fil dentaire
- Patients ayant besoin d'une insertion linguale ou buccale angulée
- Aide les patients dans la prévention et la gestion de la gingivite
- Patients soucieux de la sensibilité galvanique
- Patients avec appareils d'orthodontie, ponts, implants ou appareils fixes
- Aide à optimiser le nettoyage interdentaire chez les patients souffrant de parodontite
- Patients devant utiliser plus d'une taille de recharges pour personnaliser leurs soins

BROSSE SULCUS

Manche avec brosse à chaque bout pour aider à déloger la plaque sous et le long de la ligne gingivale.



• Soies antibactériennes souples²

• Deux angles différents pour un accès facile à toutes les aires de la bouche y compris les lignes gingivales linguale (A) et buccale (B)

• Facile à utiliser

- Patients présentant un biofilm abondant le long de la ligne gingivale
- Patients avec couronnes, ponts, appareils d'orthodontie, fils de rétention linguale ou implants
- Patients présentant une anatomie gingivale irrégulière en raison d'une maladie, une récession ou autre problème gingival

SOFT-PICKS^{MD}

Jetables, ils permettent de déloger les débris alimentaires et le biofilm en tout temps.



• Fibres de caoutchouc souples pour un massage sécuritaire des gencives

• Conception effilée pour déloger efficacement les débris alimentaires et le biofilm

• Fabriqué sans latex naturel

- Aide les patients dans la prévention et la gestion de la gingivite
- Patients qui utilisent peu ou pas le fil dentaire
- Patients ayant besoin d'un délogement des débris alimentaires et du biofilm en tout temps
- Patients avec appareils d'orthodontie, ponts, implants ou appareils fixes